



**Gobierno
de La Rioja**

Salud

C/ Obispo Lepe, 6 (C.A.R.P.A.)
28071 – Logroño. La Rioja
Teléfono. 941 299 923
Fax: 941 296 134

Humanización,
Prestaciones y Farmacia

Referencia: SOFM/MJA/as

Fecha: 27/11/2019

Ref. AEMPS: PS 28/2019

Gobierno de La Rioja
Oficina Auxiliar de Registro
Salud

Fecha

28 NOV. 2019

Hora:

S-200688

Número:

NOTA INFORMATIVA PS 28/2019

INFORMACIÓN SOBRE LOS APÓSITOS PARA OSTOMÍA SURFIT, COMBIHESIVE Y DURAHESIVE

Se adjunta la Nota Informativa emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informando que determinados apósitos para ostomía Surfit, Combihesive y Durahesive, fabricados por Convatec Limitec, Reino Unido, entre febrero de 2017 y septiembre de 2018, podrían tener el orificio de inicio (orificio del estoma) descentrado, lo que podría provocar cortes en el estoma.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, hasta la fecha han recibido notificación de tres casos en todo el mundo donde el uso de protectores cutáneos convexos de dos piezas descentrados ha provocado cortes en el estoma.

Los protectores cutáneos convexos de dos piezas son productos de ostomía diseñados para proteger la piel peristomal.

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La empresa ha enviado una nota de aviso a los distribuidores, y a los centros sanitarios que disponen de los productos afectados en nuestro país, con las acciones a seguir, junto con una carta, que se adjunta, para colocar en lugar visible en las oficinas de farmacia y entregar a los usuarios del producto.

PRODUCTOS AFECTADOS:

- Apósitos SurFit /Combihesive
- System 92 Secure Moldable Convex Durahesive Wafer
- System 92 Secure Durahesive Wafer with Convex

Productos afectados distribuidos en España por ConvaTec, fabricados entre febrero de 2017 y septiembre de 2018:

Product Code	Product Description	Batch
125028	PENSO DURAH.CONVEX 19/45MM CX5	7D00611
	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 19/45mm 5u	7L02965
125029	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 22/45mm 5u	8B01190
125030	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 25/45mm 5u	7G03584
125032	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 32/45mm 5u	7E03289
125282	NATURA+PENSO DURAHES CONVEX 25/45MM(5)	7G00165



**Gobierno
de La Rioja**

Orificio de inicio (para el estoma) descentrado
Este producto puede salirse de la especificación



El orificio de inicio debería estar «centrado» con respecto al aro.

Las líneas **rojas** de la foto de la izquierda deberían ser más iguales.

Las líneas **verdes** de la foto de la derecha son más iguales.

Orificio de inicio (para el estoma) centrado
Este producto debería cumplir la especificación



Figura 1: En la imagen de la izquierda producto con orificio de inicio (para el estoma) descentrado y en la imagen de la derecha producto con orificio de inicio (para el estoma) centrado.

RECOMENDACIONES

a) Distribuidores

Si dispone de alguno de los productos afectados, no los distribuya y devuélvalos siguiendo las instrucciones proporcionadas por la empresa.

b) Oficinas de farmacia

1. Si dispone de apósitos para ostomía Surfit, Combihesive y Durahesive fabricados por Convatec, cuyas referencias de producto y números de lote se corresponden con alguno de los indicados en el apartado de productos afectados, no los entregue a pacientes ni centros sanitarios y contacte con la empresa para su devolución.
2. Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios productos afectados, intente identificarlos para hacerles entrega de la carta para el usuario y para en caso necesario proceder a su sustitución. Igualmente coloque en su establecimiento, en lugar visible, la citada carta.



**Gobierno
de La Rioja**

c) Pacientes, profesionales sanitarios y centros sanitarios

1. Si dispone de apósitos para ostomía Surfit, Combihesive y Durahesive, fabricados por Convatec, de las referencias y lotes afectados, compruebe si el orificio de inicio (para el estoma) está descentrado tal y como se ve en la imagen izquierda de la Figura 1, y en dicho caso, no los utilice y póngase en contacto con el establecimiento donde los adquirió o con el servicio de atención al cliente de ConvaTec para concertar la devolución y el repuesto de los productos afectados.
2. Si tiene cualquier duda contacte con el servicio de atención al cliente de ConvaTec.

DATOS DE LA EMPRESA

ConvaTec S.L.
C/ Constitución 1, 3ª planta,
08960 Sant Just Desvern, Barcelona.

Información a profesionales sanitarios y pacientes:

Tel: 936023737

Mail: infotec@convatec.com

Si tiene alguna duda al respecto póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos de la Consejería de Salud mediante cualquiera de estas vías:

- Tfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134 mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

Logroño, 27 de noviembre de 2019



**Gobierno
de La Rioja**
Salud

Humanización, Prestaciones y
Farmacia

Dra. Mª José Aza Pascual Salcedo

JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA Y MEDICAMENTOS



Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

INFORMACIÓN SOBRE LOS APÓSITOS PARA OSTOMÍA SURFIT, COMBIHESIVE Y DURAHESIVE

Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2019

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS. SEGURIDAD.
Referencia: PS, 28/2019

La AEMPS informa que determinados apósitos para ostomía Surfít, Combihesive y Durahesive, fabricados por Convatec Limitec, Reino Unido, podrían tener el orificio de inicio (orificio del estoma) descentrado, lo que podría provocar cortes en el estoma.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha tenido conocimiento a través de la empresa ConvaTec, de que determinadas referencias y lotes de apósitos para ostomía Surfít, Combihesive y Durahesive, fabricados entre febrero de 2017 y septiembre de 2018, podrían tener el orificio de inicio (orificio del estoma) descentrado.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, hasta la fecha han recibido notificación de tres casos en todo el mundo donde el uso de protectores cutáneos convexos de dos piezas descentrados ha provocado cortes en el estoma.

Los protectores cutáneos convexos de dos piezas son productos de ostomía diseñados para proteger la piel peristomal.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa ConvaTec S.L. C/ Constitución 1, 3ª planta, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona.

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La empresa ha enviado una nota de aviso a los distribuidores, y a los centros sanitarios que disponen de los productos afectados en nuestro país, con las acciones a seguir, junto con una carta para colocar en lugar visible en las oficinas de farmacia y entregar a los usuarios del producto en la que en el apéndice A de la misma se incluyen las referencias y números de lote de los productos afectados distribuidos en España por Convatec.

PRODUCTOS AFECTADOS

- Apósitos SurFit /Combihesive
- System 92 Secure Moldable Convex Durahesive Wafer
- System 92 Secure Durahesive Wafer with Convex

Fabricados entre febrero de 2017 y septiembre de 2018.

Productos afectados distribuidos en España por ConvaTec:

Product Code	Product Description	Batch
125028	PENSO DURAH.CONVEX 19/45MM CX5	7D00611
	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 19/45mm 5u	7L02965
125029	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 22/45mm 5u	8801190
125030	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 25/45mm 5u	7G03584
125032	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 32/45mm 5u	7E03289
125282	NATURA+PENSO DURAHES CONVEX 25/45MM(5)	7G00165

A continuación, se proporcionan imágenes de producto con orificio de inicio (para el estoma) descentrado y producto con orificio de inicio (para el estoma) centrado).




Figura 1: En la imagen de la izquierda producto con orificio de inicio (para el estoma) descentrado y en la imagen de la derecha producto con orificio de inicio (para el estoma) centrado.



RECOMENDACIONES

a) **Distribuidores.**

Si dispone de alguno de los productos afectados, no los distribuya y devuélvalos siguiendo las instrucciones proporcionadas por la empresa.

b) **Oficinas de farmacia.**

1. Si dispone de apósitos para ostomía Surfit, Combihesive y Durahesive fabricados por Convatec, cuyas referencias de producto y números de lote se corresponden con alguno de los indicados en el apartado de productos afectados, no los entregue a pacientes ni centros sanitarios y contacte con la empresa para su devolución.
2. Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios productos afectados, intente identificarlos para hacerles entrega de la carta para el usuario y para en caso necesario proceder a su sustitución. Igualmente coloque en su establecimiento, en lugar visible, la citada carta.

c) **Pacientes, profesionales sanitarios y centros sanitarios**

1. Si dispone de apósitos para ostomía Surfit, Combihesive y Durahesive, fabricados por Convatec, de las referencias y lotes afectados, compruebe si el orificio de inicio (para el estoma) está descentrado tal y como se ve en la imagen izquierda de la Figura 1, y en dicho caso, no los utilice y póngase en contacto con el establecimiento donde los adquirió o con el servicio de atención al cliente de ConvaTec para concertar la devolución y el repuesto de los productos afectados.
2. Si tiene cualquier duda contacte con el servicio de atención al cliente de ConvaTec.



DATOS DE LA EMPRESA

ConvaTec S.L.
C/ Constitución 1, 3ª planta,
08960 Sant Just Desvern, Barcelona.

Información de contacto	
Pacientes, Personal Sanitario	Infotec Telf: 936023737 infotec@convatec.com
Distribuidores, Mayoristas y Hospitales	Customer Service Iberia Telf: 936023700 Fax: 800300454 customerServiceIberia@convatec.com

NOTA URGENTE DE SEGURIDAD EN CAMPO

Nombre comercial: Protectores cutáneos convexos de dos piezas, tales como apósitos Natura / Surfite / Combihesive
(véase el anexo 3 para conocer los nombres comerciales y todos detalles)

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2019
 Nota original Nota revisada N.º de revisión: Rev. 1

N.º de referencia/REF: Véase el anexo 3: Lista de productos

Ref. FSCA: 2019-006MA

Tipo de procedimiento: Notificación a clientes

Correo electrónico para servicio de ayuda del FSCA:

Pacientes, Personal Sanitario: Infotec

- Tel.: +34 936 023 737
- Correo electrónico: infotec@convatec.com

Distribuidores, Mayoristas y Hospitales: Customer Service Iberia

- Telf: +34 93 602 3700
- Fax: +34 800300454.
- Correo electrónico: CustomerServiceIberia@convatec.com

Tenga en cuenta que esta nota corresponde únicamente a determinados códigos de producto y números de lote de los productos antes mencionados.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	<p>ConvaTec ha iniciado voluntariamente un aviso correctivo de seguridad en campo (FSCA) en la forma de una notificación a clientes para determinados códigos de producto y lotes de los productos de ostomía antes mencionados.</p> <p>ConvaTec ha recibido reclamaciones relativas al uso de protectores cutáneos convexos de dos piezas en los que el orificio de inicio (orificio del estoma) está descentrado en productos fabricados entre febrero de 2017 y septiembre de 2018. En concreto, ha habido tres casos en todo el mundo donde el uso de un protector cutáneo convexo de dos piezas descentrado ha provocado cortes en el estoma. Estos cortes no requirieron hospitalización y el usuario final pudo resolver el problema. El riesgo general de lesiones es bajo. Sin embargo, puesto que dicho riesgo puede detectarse visualmente, estamos tomando la medida cautelar de avisar a los clientes para que el usuario final pueda revisar con atención el producto para comprobar si: a) se fabricó durante ese periodo y b) está descentrado visualmente.</p>
---------------------------------	---

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS AFECTADOS	Apósitos SurFit™/ Combihesive™: System 92 Secure Moldable Convex Durahesive™ Wafer System 92 Secure Durahesive Wafer with Convex
--	---

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Cómo diferenciar entre productos afectados y no afectados	<p><u>Confirmación de determinados códigos de producto y números de lote:</u></p> <p>El problema que motiva el presente aviso se limita a determinados códigos de producto y números de lote, que se identifican en el anexo 3.</p> <p>Todos los clientes pueden consultar en el anexo 3 si los productos que tienen en su poder están incluidos entre los afectados por esta Nota de Seguridad en Campo.</p> <p>Siempre que se solicite, se facilitará un listado de los productos potencialmente afectados que el cliente ha recibido. Si desea asistencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec.</p> <p>Para los productos afectados por esta Nota de Seguridad en Campo, los usuarios finales pueden consultar en el anexo 1 para ejemplos del etiquetado de los envases donde se señala la ubicación del número de lote y código de producto/número de referencia.</p> <p><u>Verificación visual por el usuario final de los productos de ostomía que pueden estar afectados:</u></p> <p>Los usuarios finales de los productos de ostomía pueden consultar en el anexo 2 para información adicional sobre cómo verificar visualmente los productos potencialmente afectados. También pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec (InfoTec) si tienen otras dudas.</p>
--	---

ACCIONES DEL DISTRIBUIDOR

1	<p>Verifique si en su inventario hay productos afectados y determine cuáles de sus clientes han recibido productos que pueden estar afectados; para ello, utilice el anexo 3: Lista de productos con códigos de producto/números de referencia y números de lote afectados.</p>
2	<p>Si ha distribuido este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A otros distribuidores mayoristas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Remítale copia de esta Nota de Seguridad en Campo, con sus anexos, y pídale que sigan estas acciones del distribuidor. • A usuarios finales: <ul style="list-style-type: none"> ○ Remítale copia de esta Nota de Seguridad en Campo, con sus anexos, a los usuarios finales y pídale que tomen las medidas indicadas en el apartado Acciones del usuario final (más abajo).
3	<p>Si ha recibido productos devueltos que los clientes han visto descentrados o si tiene existencias que usted ha verificado que pueden estar afectados por esta Nota de Seguridad en Campo (según lo descrito en el anexo 3: Lista de productos con códigos de producto/números de referencia y números de lote afectados), no es necesario que abra ni inspeccione los productos. ConvaTec aceptará la devolución de los productos y los abonará a los clientes. Puede pedir productos de sustitución siguiendo el proceso habitual.</p> <p>Para obtener más instrucciones acerca de la devolución de los productos afectados y para concertar el abono, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, Customer Service Iberia, de ConvaTec.</p>
4	<p>Acción: Rellene el formulario de respuesta del distribuidor de la Nota de Seguridad en Campo y envíelo al servicio de atención al cliente, Customer Service Iberia, de ConvaTec por correo electrónico o fax lo antes posible. Incluya los datos de los productos que devuelve, en su caso.</p> <p>Acción: Envíe una lista completa de todos los destinatarios al servicio de atención al cliente, Customer Service Iberia, de ConvaTec por correo electrónico o fax lo antes posible. Especifique si les ha enviado esta Nota de Seguridad en Campo, con los anexos, a los destinatarios. Esta información no es imprescindible, pero sí importante para que ConvaTec pueda comprobar la eficacia.</p> <p>Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec (Customer Service Iberia), si tiene otras dudas.</p>

LE ROGAMOS QUE NOS PROPORCIONE UNA RESPUESTA RELLENADA LO ANTES POSIBLE.

ACCIONES DEL MINORISTA

1	<p>En el caso de los vendedores al menor que tienen una sede física (por ejemplo, una tienda tradicional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rogamos que coloque el anexo 2: Carta para el usuario del producto de ostomía para esta Nota de Seguridad en Campo en un lugar bien visible de su establecimiento. <p>En el caso de los vendedores al menor que tienen una sede digital (por ejemplo, una tienda en Internet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rogamos que remita copias del anexo 2: Carta para el usuario del producto de ostomía y del anexo 3: Lista de productos con códigos de producto/números de referencia y números de lote afectados por correo ordinario o por correo electrónico.
2	<p>Si ha recibido productos devueltos que los clientes han visto descentrados o si tiene existencias que usted ha verificado que pueden estar afectados por esta Nota de Seguridad en Campo (según lo descrito en el anexo 3: Lista de productos con códigos de producto/números de referencia y números de lote afectados), no es necesario que abra ni inspeccione los productos. ConvaTec aceptará la devolución de los productos y los abonará a los clientes. Puede pedir productos de sustitución siguiendo el proceso habitual.</p> <p>Para obtener más instrucciones acerca de la devolución de los productos afectados y para concertar el abono, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec (Customer Service Iberia).</p>

3	<p>Acción: Rellene el formulario de respuesta del distribuidor de la Nota de Seguridad en Campo y envíelo al servicio de atención al cliente, Customer Service Iberia, de Convatec por correo electrónico o fax lo antes posible. Incluya los datos de los productos que devuelve, en su caso.</p> <p>Acción: Envíe una lista completa de todos los destinatarios al servicio de atención al cliente, Customer Service Iberia, de Convatec, por correo electrónico o fax lo antes posible. Especifique si les ha enviado esta Nota de Seguridad en Campo, con los anexos, a los destinatarios. Esta información no es imprescindible, pero sí importante para que ConvaTec pueda comprobar la eficacia.</p> <p>Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec (Customer Service Iberia) si tiene otras dudas.</p>
----------	---

LE ROGAMOS QUE NOS PROPORCIONE UNA RESPUESTA RELLENADA LO ANTES POSIBLE.

ACCIONES DEL USUARIO FINAL (MÉDICOS, HOSPITALES, PACIENTES, OTROS)

1	Según nuestros registros, el producto que ha recibido podría tener un orificio de inicio (para estoma) visiblemente descentrado. Hay imágenes de ejemplo en el anexo 1: Ejemplos fotográficos del etiquetado y de un producto afectado.
2	Este problema se limita a determinados códigos de producto y números de lote. Verifique si el lote de sus productos está entre los afectados por esta Nota de Seguridad en Campo, los cuales figuran en el anexo 3: Lista de productos con códigos de producto/números de referencia y números de lote afectados. Si no sabe dónde se encuentra el código de producto o el número de lote, consulte el anexo 1: Ejemplos fotográficos del etiquetado y de un producto afectado.
3	Podrá encontrar información adicional complementaria en el anexo 2: Carta para el usuario del producto de ostomía. Le rogamos que les haga llegar una copia a los pacientes por correo ordinario o electrónico, según corresponda.
4	Si tiene en su poder algún producto que haya visto descentrado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec (InfoTec). ConvaTec aceptará la devolución de productos y los sustituirá sin coste. No es necesario que abra ni inspeccione los productos.
5	Acción: Rellene el formulario de respuesta del usuario final de la Nota de Seguridad en Campo y envíelo al servicio de atención al cliente de ConvaTec (InfoTec) por correo electrónico o fax lo antes posible. Incluya los datos de los productos que devuelve, en su caso. Esta información es imprescindible para que ConvaTec pueda comprobar la eficacia. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec (InfoTec) si tiene otras dudas.

LE ROGAMOS QUE NOS PROPORCIONE UNA RESPUESTA RELLENADA LO ANTES POSIBLE.

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Servicio de atención al cliente de ConvaTec

Pacientes, Personal Sanitario: Infotec
 Tel.: +34 936 023 737
 Correo electrónico: infotec@convatec.com


Distribuidores, Mayoristas y Hospitales: Customer Service Iberia
 Telf: +34 93 602 3700
 Fax: +34 800300454.
 Correo electrónico: CustomerServiceIberia@convatec.com

<p>TRANSMISIÓN DE ESTA NOTA DE SEGURIDAD EN CAMPO</p>	<p>Esta Nota debe pasarse a todas aquellas personas que tengan que estar informadas dentro de su organización o a cualquier organización a la que se hayan transferido los productos potencialmente afectados. (Según corresponda)</p> <p>Le rogamos que transfiera esta Nota a otras organizaciones en las que esta acción tenga repercusiones. (Según corresponda)</p> <p>Para garantizar la eficacia del procedimiento correctivo, tenga presente esta Nota y la acción resultante durante un periodo adecuado.</p> <p>Comunique todos los incidentes relacionados con el producto al fabricante, al distribuidor o al representante local y, en su caso, a la autoridad nacional competente, ya que la información recibida es importante.</p>
--	--

ConvaTec está comprometido con ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes y nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esta Nota pueda ocasionar.

Se ha informado a las autoridades nacionales pertinentes acerca de este Procedimiento correctivo de seguridad en la aplicación

AUTORIZACIÓN

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Dirección</u>
David Pudwill	Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality	ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, Reino Unido.
<u>Fecha</u>	20 de septiembre de 2019	<u>Firma</u> 

Contactos regionales de ConvaTec para otros tipos de asistencia:

Country	Distributors, Retailers, Wholesalers should contact	End Users should contact
<u>Austria</u> Austria	Stericycle Phone: 0800 281598 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Austria Phone: +43 800 21 63 39 E-Mail: convatec.austria@convatec.com
<u>Bélgica</u> Belgium	Stericycle Phone: 0800 71 804 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Francoise Engelen Phone: 0032-476461740 E-Mail: info.convatec@convatec.com
<u>Bulgaria</u> Bulgaria	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Croacia</u> Croatia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>República Checa</u> Czech Republic	ConvaTec Czech Republic Phone: 800321222 E-Mail: info@convatec.cz	ConvaTec Czech Republic Phone: 800122111 E-Mail: info@convatec.cz
<u>Dinamarca</u> Denmark	Stericycle Phone: 80 82 00 54 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Denmark Phone: +45 48167475 E-Mail: convatec.danmark@convatec.com
<u>Estonia</u> Estonia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Finlandia</u> Finland	Stericycle Phone: 0800 413608 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Oy Phone: +358 20 7659630 E-Mail: mail.fi@convatec.com
<u>Francia</u> France	Stericycle Phone: 0 805 08 02 60 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Team Phone: +33800 358 480 E-Mail: fr.serviceclient@convatec.com
<u>Alemania</u> Germany	Stericycle Phone: 0800-0008875 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Germany Phone: +49 800 766 200 E-Mail: convatec.servicede@convatec.com
<u>Grecia</u> Greece	ConvaTec Customer Support Team Phone: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com	ConvaTec Customer Support Team Phone: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com
<u>Hungría</u> Hungary	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<u>Islandia</u> Iceland	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Medor ehf Phone: 665 7011 E-Mail: signyf@medor.is
<u>Irlanda</u> Ireland	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Phone: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk

Country	Distributors, Retailers, Wholesalers should contact	End Users should contact
Israel Israel	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
Italia Italy	Stericycle Phone: 800-789926 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTel Italia Phone: 800930930 E-Mail: convatel.italia@convatec.com
Luxembourg Luxembourg	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Francoise Engelen Phone: 0032-476461740 E-Mail: info.convatec@convatec.com
Malta Malta	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Ian Pace Phone: +356-2133-4412 E-Mail: ian@ipl.com.mt
Países Bajos Netherlands	Stericycle Phone: 0800 0233049 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Woerden Phone: 0031-348436941 E-Mail: info.convatec@convatec.com
Noruega Norway	Stericycle Phone: 800 24 720 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Norway Phone: 800 30 995 E-Mail: convatec.kundeservice@convatec.com
Polonia Poland	Dział Pomocy ConvaTec Phone: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com	Dział Pomocy ConvaTec Phone: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com
Portugal Portugal	Customer Service Iberia Phone: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	ConvaTel Phone: 800201678 E-Mail: convatel.pt@convatec.com
Rumanía Romania	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
Eslovaquia Slovakia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Zákaznícke centrum ConvaTec Nitra Slovakia Phone: +421 800 800 111 E-Mail: stomalinka@convatec.com
Eslovenia Slovenia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
España Spain	Customer Service Iberia Phone: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	InfoTec Phone: 936023737 E-Mail: infotec@convatec.com
Suecia Sweden	Stericycle Phone: 020-10 93 35 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Nordic Customer Service Phone: +46(0)42332010 E-Mail: customerservicenordic@convatec.com
Suiza Switzerland	Stericycle Phone: 0800-848035 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Phone: +41 800 55 11 10 E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com
Turquía Turkey	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Phone: • +90 2164165200 • +90 3122198361 E-Mail:	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Phone: • +90 2164165200 • +90 3122198361 E-Mail:

Country	Distributors, Retailers, Wholesalers should contact	End Users should contact
	<ul style="list-style-type: none"> • doga.soysal@convatec.com • fulya.tuzuner@convatec.com • irem.taspinar@convatec.com 	<ul style="list-style-type: none"> • doga.soysal@convatec.com • fulya.tuzuner@convatec.com • irem.taspinar@convatec.com
United Kingdom	Stericycle Phone: 0800 069 8202 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Phone: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk

FORMULARIO DE RESPUESTA DEL DISTRIBUIDOR A LA NOTA DE SEGURIDAD EN CAMPO COMPLETE EL FORMULARIO Y ENVÍELO por fax o correo electrónico

Destinatario del producto:

N.º de cuenta del destinatario:	
Nombre del destinatario:	
Dirección del destinatario:	

El siguiente producto de protección cutánea convexa de dos piezas se ha distribuido a sus instalaciones:

N.º de factura	N.º de pedido	Código Nacional / N.º REF	Código SAP	N.º de lote	Cantidad enviada (unidades)

Distribuidores (marque todo lo que sea aplicable y proporcione los detalles posibles)

<input type="checkbox"/>	Confirme que ha recibido, leído y comprendido la Nota de Seguridad en Campo.	
<input type="checkbox"/>	He revisado mis existencias y he puesto en cuarentena el inventario	
<input type="checkbox"/>	He identificado a los clientes que han recibido o pueden haber recibido este producto	
<input type="checkbox"/>	Adjunto la lista de clientes	
<input type="checkbox"/>	He informado a los clientes identificados de esta Nota de Seguridad en Campo	Fecha de envío:
<input type="checkbox"/>	He recibido confirmación de respuesta de todos los clientes identificados	
<input type="checkbox"/>	No hay productos afectados en mi inventario ni en el de ninguno de mis clientes	

Es importante que su organización lleve a cabo las acciones detalladas en la Nota de Seguridad en Campo y confirme que lo ha recibido. La respuesta de su organización es la prueba que necesitamos para vigilar la evolución de los procedimientos correctivos.

Tabla 1. Inventario puesto en cuarentena: Anote la cantidad (unidades) de cada lote que debe devolver.

N.º de lote	Unidades disponibles	N.º de lote	Unidades disponibles	N.º de lote	Unidades disponibles	N.º de lote	Unidades disponibles

Tabla 2. Lista de clientes: Incluya los datos de los productos de protección cutánea convexa de dos piezas afectados que se han distribuido a sus clientes.

Nombre del cliente	Código de producto / N.º REF	Código SAP	N.º de lote	Cantidad (unidades)

FORMULARIO relleno y enviado por:	
Nombre (LETRAS MAYÚSCULAS):	
Cargo:	
Nombre de la empresa:	
Dirección:	
N.º de teléfono:	
Firma:	
Fecha (dd/mm/aaaa):	

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Servicio de ayuda para procedimientos correctivos de seguridad en la aplicación

Pacientes, Personal Sanitario: Infotec

- Telf.: +34 936 023 737
- Correo electrónico: infotec@convatec.com

Distribuidores, Mayoristas y Hospitales: Customer Service Iberia

- Telf: +34 93 602 3700
- Fax: +34 800300454.
- Correo electrónico:
CustomerServiceIberia@convatec.com

FORMULARIO DE RESPUESTA DEL CLIENTE A LA NOTA DE SEGURIDAD EN CAMPO

COMPLETE EL FORMULARIO Y ENVÍELO por fax o correo electrónico

Destinatario del producto:

N.º de cuenta del destinatario:	
Nombre del destinatario:	
Dirección del destinatario:	

Los siguientes productos de protección cutánea convexa de dos piezas se han distribuido a sus instalaciones:

N.º de factura	N.º de pedido	Cod.Nacional / N.º REF	Código SAP	N.º de lote	Cantidad enviada (unidades)

Acción del cliente realizada en nombre de la organización de atención sanitaria (marque todo lo que sea aplicable)

<input type="checkbox"/>	Confirmando que he recibido la Nota de Seguridad en Campo y que he leído y comprendido su contenido.	
<input type="checkbox"/>	He realizado todas las acciones solicitadas en la Nota de Seguridad en Campo	
<input type="checkbox"/>	La información y las acciones requeridas se han puesto en conocimiento de todos los usuarios pertinentes, y se han llevado a cabo.	
<input type="checkbox"/>	He revisado mis existencias y he puesto en cuarentena el inventario	Añada detalles en la tabla 1
<input type="checkbox"/>	No hay productos afectados disponibles para su devolución.	

Es importante que su organización lleve a cabo las acciones detalladas en la Nota de Seguridad en Campo y confirme que lo ha recibido. La respuesta de su organización es la prueba que necesitamos para vigilar la evolución de los procedimientos correctivos.

Tabla 1. Inventario puesto en cuarentena: Anote la cantidad (unidades) de cada lote que debe devolver.

N.º de lote	Unidades disponibles	N.º de lote	Unidades disponibles	N.º de lote	Unidades disponibles	N.º de lote	Unidades disponibles

FORMULARIO relleno y enviado por:	
Nombre (LETRAS MAYÚSCULAS):	
Cargo:	
Nombre de la empresa:	
Dirección:	
N.º de teléfono:	
Firma:	
Fecha (dd/mm/aaaa):	

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Servicio de ayuda para procedimientos correctivos de seguridad en la aplicación

Pacientes, Personal Sanitario: Infotec

- Tel.: +34 936 023 737
- Correo electrónico: infotec@convatec.com

Distribuidores, Mayoristas y Hospitales: Customer Service Iberia

- Telf: +34 93 602 3700
- Fax: +34 800300454.
- Correo electrónico: CustomerServiceIberia@convatec.com

Lista de anexos

Anexo 1: Ejemplos fotográficos del etiquetado y de un producto afectado

Anexo 2: Carta para el usuario del producto de ostomía

Anexo 3: Lista de productos con códigos de producto/números de referencia y números de lote afectados

Anexo 1: Ejemplos fotográficos del etiquetado y de un producto afectado


En el producto afectado

... el etiquetado del remitente y de la unidad de comercialización incluirá el código de producto y el número de lote.

A la derecha se muestran fotografías de ejemplo.

Código de producto (REF/SKU)

Número de lote




... el producto en sí se presentará como un protector cutáneo con un orificio de inicio (para el estoma), como se muestra a la derecha.

Orificio de inicio (para el estoma) descentrado
Este producto puede ser usado de la especificación



El orificio de inicio debería estar «centrado» con respecto al arco.
Las líneas rojas de la foto de la izquierda deberían ser más iguales.
Las líneas verdes de la foto de la derecha son más iguales.

Orificio de inicio (para el estoma) centrado
Este producto debería cumplir la especificación



Urgente

Nota de Seguridad en Campo de un producto sanitario

Estimado usuario del producto de ostomía:

Le escribimos para notificarle un problema detectable visualmente que afecta a los protectores cutáneos convexos de dos piezas fabricados entre febrero de 2017 y septiembre de 2018, en concreto por el orificio de inicio descentrado (para el estoma). (En el anexo 3 de esta carta se facilita una lista de los productos afectados.) El riesgo de lesiones es bajo y se limita a determinados lotes fabricados en un periodo concreto del pasado. No todos los productos o envases pertenecientes a esos lotes presentan este problema. Sin embargo, puesto que dicho riesgo puede detectarse visualmente, estamos tomando la medida cautelar de avisarle para que pueda examinar sus productos para comprobar si:

- a) se fabricó durante ese periodo, y
- b) está descentrado visualmente.


Según nuestros registros, usted puede haber recibido este producto. A continuación, se proporcionan imágenes de ejemplo:

Orificio de inicio (para el estoma) descentrado
Este producto puede salirse de la especificación



El orificio de inicio debería estar «centrado» con respecto al aro.
Las líneas rojas de la foto de la izquierda deberían ser más iguales.
Las líneas verdes de la foto de la derecha son más iguales.

Orificio de inicio (para el estoma) centrado
Este producto debería cumplir la especificación



Le enviamos esta comunicación para informarle del problema y describir las medidas que puede tomar si detecta un producto descentrado en el momento del uso.



- Examine su inventario. Si ha recibido productos como el de la **figura 1, a la izquierda**, apártelos y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec en uno de los números siguientes para concertar la devolución y el repuesto de los productos afectados.
 - InfoTec
 - Tel: +34 936 023 737
 - correo electrónico: infotec@convatec.com
- Si ha recibido productos como el de la **figura 2, a la derecha**, no debe hacer nada más.
- Si no está seguro, solicite ayuda al servicio de atención al cliente de ConvaTec.

El servicio de atención al cliente de ConvaTec, InfoTec, está formado por personal sanitario y por especialistas en productos con una gran formación para facilitar que usted reciba la asistencia y la información que necesite como persona ostomizada.

ConvaTec se esfuerza en proporcionar los productos y servicios de mayor calidad a todos los clientes. Nuestro objetivo es fabricar productos que ofrezcan comodidad, confianza y seguridad. Queremos que tenga la tranquilidad de que hemos resuelto el problema sucedido en la línea de fabricación y hemos corregido el producto que se ha distribuido en el mercado.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre este aviso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec.

- InfoTec
- Tel: +34 936 023 737
- correo electrónico: infotec@convatec.com

Gracias por ser usuario de este producto de ostomía. En ConvaTec sentimos pasión por mejorar la vida de la gente. Para nosotros, las personas son lo principal en todo lo que hacemos.

Atentamente,

David Pudwill
Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality Assurance
ConvaTec

ANEXO 3: Lista mundial de códigos de producto y números de lote
PROPÓSITO

Este anexo contiene una lista de todos los productos que podrían estar afectados por esta Nota de Seguridad en Campo a nivel internacional. La lista está ordenada por código de producto. Dentro de cada código, aparecen ordenados por número de lote, de menor a mayor.

Siempre que se solicite, se facilitará un listado personalizado de los productos potencialmente afectados que usted ha recibido. Si desea asistencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ConvaTec.

Encabezado de columnas	Detalles	¿En parte del envasado aparece esta información?
Código de producto	El código de producto también recibe los nombres de código internacional de producto (ICC), número de catálogo, número de referencia, o SKU.	Este número aparece en la etiqueta del remitente y en la etiqueta de la unidad comercial.
Material	También se denomina número de material SAP. Es un número suplementario que suele utilizarse en los canales de distribución.	Este número aparece únicamente en la etiqueta del remitente y no forma parte de la etiqueta de la unidad comercial.
Descripción del material	<p>Se trata de una descripción del producto acabado que se toma del sistema interno de ConvaTec, SAP. Es una descripción breve y codificada del producto. Tomando como ejemplo la línea del primer artículo, código de producto 125026, lote 8A06575, SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • WFR: apósito (barrera cutánea) • CVX: convexo • 13x45mm: orificio de 13 mm para estoma con una brida de 45 mm • 1x5pk: una (1) unidad de comercialización incluye cinco (5) protectores cutáneos 	La descripción del material aparece en la etiqueta del remitente y en la etiqueta de la unidad comercial; sin embargo, puede que no coincida exactamente con la descripción del material indicada en este anexo.
Número de lote	Número específico de una remesa del producto para permitir su trazabilidad.	Este número aparece en la etiqueta del remitente y en la etiqueta de la unidad comercial.

Apéndice A: Productos distribuidos en España por ConvaTec

Product Code	Product Description	Batch
125028	PENSO DURAH.CONVEX 19/45MM CX5	7D00611
	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 19/45mm 5u	7L02965
125029	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 22/45mm 5u	8B01190
125030	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 25/45mm 5u	7G03584
125032	DURAHESIVE CONVEX CON ARO 32/45mm 5u	7E03289
125282	NATURA+PENSO DURAHES CONVEX 25/45MM(5)	7G00165

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
125026	1012910	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) FR	8A06575
125026	1053605	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) INT	8A06576
125027	1012911	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) FR	7G00162
125027	1053606	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) INT	7G00167
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7G00168
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7G00169
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	7J00668
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7J00669
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7J00670
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	8C03534
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	8C03535
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7D00609
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	7D00610
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	7D00611
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7D00643
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7L02963
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7L02964
125028	1002347	COMBIHESIVE II WFR CVX 19X45MM(1X5PK)SCN	7L03102
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8A00728
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8B04995
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8B04996
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8B04997
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8D00465
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	8D00466
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8D00467
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8F03145
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8F03149
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8F03150
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8F03151
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8G03301
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8G03332
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7C05870
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7C05871
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7G04445
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7G04446
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7G04448
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	7G04449
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	7J01269
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7J01270
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7J01271
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7J01292

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8B01186
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8D00470
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	8D00471
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8D00472
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8E00347
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8E00349
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8E00350
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	8E00992
125029	1013424	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 22/45MM(1X5PK)CEU	8E01071
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	7C05894
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	7G03585
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	7G03586
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	8A02705
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8A02706
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8C04244
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	8F02589
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F02590
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	8F04927
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F04928
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8F04929
125030	1002351	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM(1X5PK) FR	8F04932
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7C04211
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7D01175
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03659
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03959
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	7F00603
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	7F00604
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	7F00605
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7F00606
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8B01383
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8B01384
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	8B01385
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8B03229
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8B03230
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8B03231
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8C00877
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8C00879
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D02693
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8D02694
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8D05081
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D05092

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8D05093
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8E01174
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8E01175
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7C04224
125032	1012357	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 32MM (1X5PK)BE	7E01287
125032	1002360	COMBIHESIVE II WFR CVX 32X45MM(1X5PK)SCN	7E01288
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7E01289
125032	1002359	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) FR	7E01290
125032	1002361	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) IT	7F00608
125033	1012358	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 35MM (1X5PK)BE	7E01292
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	7E01293
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	7E01294
125033	1002363	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 35X45MM (1X5PK) FR	7E01295
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	7E03364
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	8B04219
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	8B04220
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	8C03753
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7E02412
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7E02413
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7H04904
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	7H04905
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7H04906
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	7H05074
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8A04956
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8A04957
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	8A04958
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8A04959
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8B02249
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	8F02600
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8F02613
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8F02614
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7H04907
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7H04908
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	7H04909
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7H04910
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7K04883
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7K04884
125035	1012917	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) IT	7K04885
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7K04886
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	8B01729
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	8B01730

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	7J03062
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	7J03064
125036	1014051	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) IT	7J03065
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	8C02094
125036	1002371	COMBIHESIVE II WFR CVX 45X57MM(1X5PK)SCN	8C02095
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	8G02097
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7L03278
125037	1013432	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 50/57MM(1X5PK)CEU	7L03279
125037	1002374	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) INT	7L03280
125037	1002373	COMBIHESIVE II WFR CVX 50X57MM(1X5PK)SCN	7L03281
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7M02850
125278	1051431	VARICARE S4S CVX WFR 13/45MM (1X5PK) JP	7J00006
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7F04003
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7J00008
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	8F00683
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	7M03972
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8A00733
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8E04639
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7E01836
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7K00524
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	7J00001
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	8E03843
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7F03154
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7M03580
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	8F01049
125284	1051437	VARICARE S4S CVX WFR 32/45MM (1X5PK) JP	7H02190
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	7J04969
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	8G03496
402200	1052415	SURFIT NATURA S4S WFR CVX13/45MM1X5NL/GB	7J01294
402200	1052403	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 13/45MM(1X5)DE	7J01295
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7F03877
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	7F03878
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7H04125
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	8A06015
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	8D01629
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7H01478
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7H01479
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7K05366
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7K05368
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8D05099
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8G04010

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	8G04012
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7J00665
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7K03422
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7K03423
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7L01060
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7L01062
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	8C00960
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	8C03915
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7F00955
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7F00956
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7H01474
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7H01475
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7K02141
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7K02153
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8D05096
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8G01612
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8G01613
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8H04519
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8H04521
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7F06139
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7G03644
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7G03645
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7M03576
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8D00474
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8D00476
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8G04015
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8J00540
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7G03647
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7G03648
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7L01338
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7L01339
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7M03584
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C00953
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C03490
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	7K02047
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	7K02048
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8A00737
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	8A00738
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8F00089
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8G03493
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7H04929

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7H04930
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7J04231
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7J04233
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	8H00327
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03495
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03496
402209	1052412	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 41/57MM(1X5)DE	7H03497
402210	1052425	SURFIT NATURA S4S WFR CVX45/57MM1X5NL/GB	7H04917
402210	1052413	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 45/57MM(1X5)DE	7H04918
402211	1052414	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 50/57MM(1X5)DE	7H05736
402211	1052426	SURFIT NATURA S4S WFR CVX50/57MM1X5NL/GB	7H05737
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	7L02965
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8A00729
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8D00468
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8F03146
125029	1210694	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) ES	8B01190
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	7G03584
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8A02704
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8C04243
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F02591
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F04930
125031	1210696	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) ES	8B03228
125032	1210697	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) ES	7E03289
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8B04221
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8C03752
125278	1704525	NATURA WFR FLEX CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7L03067
125278	1135962	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5)GB/NL	7L03070
125278	1136074	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5PK) DE	7L03072
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7E02269
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7E02312
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7K05185
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7K05186
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	7K05187
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	8F00670
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	8F00671
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D01171
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	7D01173
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D04717
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8A00732
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	8A00735
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8E04640

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7C05397
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7C05398
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7E01837
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7E01838
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K00519
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7K00520
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K05908
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K05911
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L01342
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7L01343
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	8E01678
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7E01711
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7F01779
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7G00165
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7G02896
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7M03979
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8B00892
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8E03842
125282	1135966	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5)GB/NL	8H01556
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	8H01557
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7C05414
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7F03153
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7H04122
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7L01043
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7L01045
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7M03582
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7M03583
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	8J00539
125284	1135968	C/HESIVE NAT WFR FLEX 32/45MM (1X5)GB/NL	7H02189
125284	1704532	NATURA WFR FLEX CVX 32/45MM (1X5PK) EUR	8C03529
125285	1136081	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5PK) DE	7D04718
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	7F01762
125285	1135969	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5)GB/NL	7J02058
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	8G03495
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7F05915
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7H06312
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	7H06313
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7H06316
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7J04227
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7J04228
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	8A05991

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	8E01296
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8A06017
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8A06018
125287	1704535	NATURA WFR FLEX CVX 41/57MM (1X5PK) EUR	8A06019
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8D00709
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8D05101
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7H04927
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7M00468
125288	1136084	C/HESIVE NAT WFR FLEX 45/57MM (1X5PK) DE	7M00469
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7G01363
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7G01364
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7G01366
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7J00630
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7K07046
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7K07047
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05400
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05401
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7F06140
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7F06141
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7K00745
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7K00746
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	7M00630
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7M00631
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M00632
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7M03042
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M03044
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A00115
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A03532
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8A04344
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04345
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04652
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A06020
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8A06807
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8A06808
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8A06810
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C00510
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C02727
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C04760
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8C04761
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8D00831
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E03229

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8E03230
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8E03231
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E05049
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8G02863
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D00656
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D04454
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7E02404
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7E02405
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7F01769
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G02078
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7G02852
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7G02853
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7G02854
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7G04435
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G04441
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7H02557
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7J01301
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7K00530
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7K04909
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7K04911
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7L00138
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7L00139
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7M01936
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7M02490
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8A00074
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B00644
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B02183
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B03434
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B04381
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8B05257
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	8B05258
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C00509
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C01171
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C02729
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C03723
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D02090
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D03559
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E01304
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8E01305
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E01307
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E02086

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E02335
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E03031
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E04637
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F02984
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F03648
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F04417
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G00535
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G03022
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8G03023
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G04263
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01875
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01908
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H04937
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E01633
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04176
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04177
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04777
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7F00003
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F02063
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F05062
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7F05064
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7G00578
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7G05697
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7G05698
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04130
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04920
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7H04921
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7J02079
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7L01034
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7L01035
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7L04697
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L04700
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L05271
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M00428
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01598
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01995
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M03355
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7M03432
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7M03434
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8A00740
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	8A00741

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8A00742
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8B03275
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D00463
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8D00595
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02102
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02814
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D03557
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8D05072
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8D05074
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E00637
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01067
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01627
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8E03028
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E03029
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8F03571
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F03634
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F04925
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8G03296
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8G03730
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8G03932
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H01554
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8H02437
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H02438
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H04517
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8J00972
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7D05763
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7D05766
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7J01296
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7K03430
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	8E01630
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7D02980
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7D03850
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7E00892
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7G01988
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7L01056
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7L07677
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	8J02466
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7G03101
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7G03115
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7K01486
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7K01698

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7L06598
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8A00745
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8E03026
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8F00894
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F00895
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F04686
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8J01450
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8J01492
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7D05767
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7J01297
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	7K03428
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7K03432
411452	1187541	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PKSCN	8E01628
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	8E01631
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7D02278
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7D03851
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7G01703
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7G01705
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7G01989
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L01053
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L01054
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7L07676
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L07678
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L07679
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	7L07681
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	8E00276
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	8E00277
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	8J02468
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7G03112
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7G03113
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7G03114
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7J00624
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7J00626
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7J00627
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7J02059
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7K01699
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7K01700
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7L06595
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7L06597
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7L06599
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8A00744

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8E03024
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8E03025
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	8F00891
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8F00893
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F00900
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F04688
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8J01449
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8J01494
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7C05884
413177	1701082	NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK) EUR	7L03068
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7L03069
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	8C03530
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7C05886
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	7E02270
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7E02314
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7F04002
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7M03586
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	8A00726
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8A00727
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8B03741
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8F00684
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8H04702
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	7D01169
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8A00731
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8E04641
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C01423
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C02570
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7J01730
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K00521
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K00522
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K05907
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K05910
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7M02816
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8C05312
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8E01680
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00696
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	8F00698
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00901
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B01217
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B04035
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C01491

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C04233
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7E01710
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E01772
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E02668
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E04174
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7F01780
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7G00166
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7G04454
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7K03820
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7M03980
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7M03981
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8B00893
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8E03844
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8G00927
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8G00928
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H01558
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H03658
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H04303
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8H04356
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7C05415
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7D01141
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7F03152
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7F03155
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7H04051
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7L01044
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7L06593
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8B03860
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8F01047
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8F01050
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8J00537
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7B04470
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7F01265
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7H02188
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8A02999
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B03435
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B05002
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8C03533
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8D05105
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8F03646
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C05888
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C06118

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7F01763
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	7J04970
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7J05042
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	8G03497
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	8G03499
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C05891
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C06116
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7D04719
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7F05916
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7H06314
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7H06315
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7J04230
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A04962
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A06014
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8C03676
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8E01297
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8F04684
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8G02137
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	7F05917
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8A01385
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D00499
413186	1701091	NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK) EUR	8D05102
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D05103
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7F00550
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H04926
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H05499
413187	1701092	NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK) EUR	7M00470
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7M00471
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B02277
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B03309
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8D02868
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8F01515
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8J02475
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7E02407
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7G01362
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7G01525
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7J00631
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7K07045
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8B01726
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8D00097
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8H00324

Código de producto	Material	Descripción del material	Número de lote
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8J00420
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J04280
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J06070
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7M03041
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8C04758
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E03322
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E05050
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7F01770
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G03384
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G04437
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K00529
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L00137
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7M01882
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F00002
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F05063
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7J02080
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7K02855
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7L04696
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7M03433
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8A00739
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8B04155
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8C00709
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D02104
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D05073
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8F03632
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8G03297
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8J00971