



Alerta Productos Sanitarios: 483/2022

Referencia: SOFM/BBG/crm

Fecha: 19/10/2022

ASUNTO: Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de insulina Minimed de la serie 600.

PRODUCTO: Bombas de insulina MiniMed™ serie 600.

Bomba de insulina	Número de modelo
Bomba de insulina MiniMed™ 640G	MMT-1711, MMT-1712, MMT-1751, MMT-1752
Bomba de insulina MiniMed™ 670G	MMT-1761, MMT-1762, MMT-1781, MMT-1782

Fabricado por Medtronic MiniMed, EEUU y distribuido en nuestro país por Medtronic Ibérica, S.A., Madrid, Técnicas Biofísicas s.l, Palmas de gran Canaria y Reddy Pharma iberia s.a.u., Barcelona.

FINALIDAD PREVISTA: Administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus.

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tenido conocimiento a través de Medtronic sobre el riesgo de acceso no autorizado al protocolo de comunicación de la bomba, que podría comprometer la infusión de insulina y la seguridad del paciente.

El fabricante, recomienda desactivar de forma permanente la función Bolus remoto en las bombas de insulina MiniMed TM de la serie 600.

Se adjuntan las notas de aviso que la empresa ha remitido informando del problema detectado a los profesionales sanitarios, a los distribuidores y al usuario, así como las medidas que deben tomar. Se incluye también la nota informativa de la Agencia PS 32/2022.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno.: 941 299 923
- Mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2022/116291	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2022/0873320	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos				
2				